

Bruksanvisning

Buzzy Helsevesenet

Enhetsbeskrivelse:

Buzzy® Healthcare er for bruk i en profesjonelt helseinstitusjon av opplært operatør. Gjenbrukbart smertestillende produkt beregnet for flere brukere. Rengjør og desinfiser Buzzy® og tilbehøret grundig mellom pasienter i henhold til anleggets infeksjonskontrollprotokoll for reprosessering av ikke-kritisk utstyr. Buzzy® påføres i opptil 2 minutter proksimalt for prosedyren for å redusere smerte eller plager fra prosedyrer som anbefalt av en kliniker for:

- Akutt smerte fra nåler, injeksjoner eller dialysekanylering
- Kosmetiske injeksjoner eller lokale prosedyrer forventes å være smertefulle
- Tanninjeksjoner eller prosedyrer
- Ortopediske injeksjoner eller lokale prosedyrer
- Midlertidig lindring av kløe, splinter og fjerning av bistikk

Buzzy® inneholder en slitesterk terapeutisk vibrasjonsmotorenhet. Isposer og stropper er personlige forbrukerprodukter beregnet på å brukes av en enkelt bruker.

Buzzy® Mini inkluderer:

- M-Stim® vibrasjonsenhet med knappbryter og energisparende 3-minutters avstenging
- Fire gjenbrukbare ispakker
- En håndfri stropp
- Instruksjoner

Buzzy® XL inkluderer:

- M-Stim® vibrasjonsenhet med knappbryter og energisparende 3-minutters avstenging
- Fire gjenbrukbare ispakker
- To håndfrie stropper
- Instruksjoner

Merk: For å transportere, plasser ispakker mellom to kommersielle kjølepakker (selges separat) for å opprettholde frossen temperatur.

Indikasjoner for bruk:

For å kontrollere smerte og frykt forbundet med nåleprosedyrer (f.eks. injeksjoner, vaskulær tilgang, kanylering, laboratorieprøver, bloddonasjon, dialyse, kosmetiske og tanninjeksjoner) og midlertidig lindring av mindre skader (muskel- eller senesmerter, splinter og bistikk).

Advarsler:

Kun for tiltenkt bruk • Direkte eller langvarig påføring av is kan vasokontrahere eller endre laboratorieverdier.

Kontraindikasjoner:

Må ikke brukes i nærvær av uforklarlige leggsmerter. Rådfør deg med en lege. • Denne enheten bør ikke brukes over hovne eller betente områder eller hudutbrudd. • Ikke plasser direkte på en termisk forbrenning • Ikke bruk ispose med underliggende følsomhet for is eller kulde (f.eks. sigdcellesykdom, Reynauds sykdom).

Advarsler:

- Oppbevar ispakker på et kjølig, tørt sted.
- Ispakker må fryses fast for best effekt.
- Ikke bruk tørris til å fryse pakker med mindre under tilsyn av helsepersonell.
- Ikke punkter ispakkamrene.
- Kast hvis det lekker.
- Ikke svelg gel.
- Oppbevares utilgjengelig for barn eller kjæledyr.

Vedlikehold:

Vedlikehold av motorenhet mellom pasienter: Sjekk hele enheten for synlige tegn på skade som sprekker. Sørg for at bryteren beveger seg fritt. Sørg for at utvendige skruer er sikre. For å bytte ut AAA-batterier, skru av med en stjerneskrutrekker og åpne bakpanelet, og plasser batteriene i retningen vist inne i enheten. Tørk forsiktig av alle utsatte overflater med en myk klut fuktet med en mild såpeløsning. For å desinfisere, tørk av alle utsatte overflater med alkohol eller klorheksidin, eller en sanitetsserviett av sykehuskvalitet. Ikke autoklaver eller dypp ned. Denne enheten krever ikke sterilisering for bruk.

Buzzy® forberedelse til bruk:


Oppbevar ispakker i fryseren eller frys i omtrent en time til de er faste. Fjern rett før bruk.





Ispakker:

Ispakker vil forbli frosne i ca. 15 minutter ved romtemperatur og 5 minutter mot huden. For best effekt må ispakkene fryses fast for å overføre vibrasjoner med effektiv frekvens og styrke.


Buzzy® Ispakker er reversible. Vend den blå eller glatte siden av ispakken mot huden for mer bedøvende kraft. Hvis den er følsom for kulde, vend den myke siden av ispakken mot huden. Tips: For ising av større områder, klargjør flere ispakker (selges separat). Ispakker inneholder ikke etylenglykol ("frostvæske"). Gel inne i is kan forringes hvis den ikke oppbevares på riktig måte og vil tørke ut over tid eller i tørt klima.

Bruksanvisning:

1. Plasser ispakker i fryseren (1)
 - a. (For optimal batterilevetid, ikke frys vibrasjonsenheten). Ispakker vil fryse fast på nytt i løpet av ca. 30-60 minutter.
 - b. Merk: For transport, plasser i Cold2Go-pose, eller mellom 2 kommersielle kjølepakker (selges separat). Et isolert miljø vil opprettholde frossen temperatur.
 - c. Vingene passer med hullet plassert horisontalt på kroken, eller horisontalt under silikonbåndet. Ikke plasser hullet/vingene vertikalt, da hullet vil revne eller båndet kan smekke.
2. Fest ispakker på baksiden av Buzzy® (2)
3. Aktiver vibrasjonsbryteren.  La være på plass i 30-120 sekunder. (3)
4. Buzzy® kontrollerer smerte ved kontakt. Plasser direkte på skade eller "mellom hjernen og smerten" for prosedyrer. (4)





Slik bruker du Buzzy® til injeksjoner, dialyse eller porttilgang:

1. Plasser Buzzy® med is direkte på injeksjonsstedet i minst 30-120 sekunder.
2. La virke lenger for større volum eller mer smertefulle injeksjoner.
3. Aktiver vibrasjonsbryteren.  La være på plass i minst 30-120 sekunder.
4. Større volumer eller mer smertefulle injeksjoner kan kreve opptil 120 sekunder.
5. Under injeksjonen, flyttet Buzzy® proksimalt slik at prikken er 2-3 cm proksimal (nærmere hodet) til injeksjonsstedet i samme dermatom som injeksjonen.




Slik bruker du Buzzy® for fingerstikk eller splintfjerning:


1. Trykk Buzzy® på håndflaten med den nederste enden mot fingeren.
2. Aktiver vibrasjonsbryteren. 
3. La være på plass under rengjøringen og under prosedyren.




Slik bruker du Buzzy® for svie eller kløe:

1. Plasser Buzzy® direkte på stedet
2. Aktiver vibrasjonsbryteren. 
3. Gni eller trykk på plass til området føles bedre.


Slik bruker du Buzzy® til mageinjeksjoner:

1. Plasser Buzzy® på overflaten av magen på en horisontal linje fra navlen til siden av kroppen.
2. Aktiver vibrasjonsbryteren. 
3. Plasser injeksjonen (proksimalt i forhold til Buzzy®) på en horisontal linje mellom navlen.



Slik bruker du Buzzy® for IVs eller flebotomi:

1. Ikke plasser direkte på tilgangsstedet.
2. Aktiver vibrasjonsbryteren.
3. Hold eller stikk Buzzy® under tourniquetet 3-5 cm over (proksimalt) tilgangsstedet.
4. Rengjør området og tilgang uten forsinkelse.
5. Valgfritt: Før tourniquet gjennom sporet på Buzzy® XL for å sikre Buzzy® til arm.



6. For tilfeller der smerte forventes å pågå (f.eks. infusjon av smertefull medisin), kan Buzzy bli liggende på plass for å blokkere smerten. I de fleste tilfeller, når kanyleringen er fullført, fjerner du tourniqueten og enheten samtidig, og pass på å holde vibrasjonsenheten for å forhindre at enheten faller.
-

Slik bruker du Buzzy® for barn:

La barna holde Buzzy® på forhånd for å bli kjent, og la dem velge om de vil bruke ispakken eller ikke. For å vaksinere barn som sitter oppreist, kan en forelder legge en arm rundt barnets skuldre og holde Buzzy® for dem.

Miljøforhold:

Transport og lagring mellom bruk: -25 til 70 °C.
0-95 % RF. 700-1060 hPa

Driftsforhold:

5-40 °C. 15-95 % RF
700-1060 hPa. 2000m høyde

Amerikansk patentert; Britisk patent nr. 2455695
VC-2, VC-E, VC-K, VC-Plantar

1. Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
2. **Vær oppmerksom på at endringer eller modifikasjoner av dette produktet som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.**
3. MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjonen. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Vend eller flytt mottakerantennen. • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. • Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.
4. Pain Care Labs, 195 Arizona Ave. LW08 Atlanta GA 30307 • 877-805-2899 (Pain Care Labs Responsible Party, USA.)
-

Feilsøking:

Med riktig pleie vil Buzzy®-motorenheten vare i minst 3 år. Ved mye bruk eller ekstreme temperatursvingninger kan det hende at batteriene må skiftes ut oftere. Hvis enheten slutter å fungere eller har svak mekanisk stimulering, skift ut batteriene.

IKKE SERVICE MENS I BRUK

Slik bestiller du/tilleggsinformasjon:

Besøk nettstedet vårt PainCareLabs.com for en fullstendig liste over vanlige spørsmål, andre smertebehandlingstips, fremgangsmåtevideoer, tilbehør og reservedeler.

Garanti:

Ny produktgaranti: Selskapet dekker enhver type funksjonsfeil eller defekt som kan oppstå eller oppstå ved normal bruk i motorenheten til produktet i 3 år. Garantien for myke varer og isposer varer 1 år fra kjøpsdatoen. Selskapet vil erstatte produktet ditt eller refundere kjøpet, og forbeholder seg retten til å oppgradere eller erstatte deler med de nyeste produktversjonene. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Returnere enheten for service: Kjøper må kontakte kundeservice eller den autoriserte distributøren i landet der enheten ble kjøpt for returinstruksjoner.

Garanti:

Hvis du ikke er helt fornøyd, returner deg innen 30 dager til kjøpsstedet for full refusjon, eller kontakt oss på adressen nedenfor.

MMJ Labs, LLC dba Pain Care Labs
195 Arizona Ave LW08 • Atlanta, GA 30307, U.S.A.
PainCareLabs.com • info@paincarelabs.com
877.805.2899

EC REP

CS Lifesciences Europe Limited
Den svarte kirken, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Irland